

Nitrite LR

0.00 - 0.50 mg/l N



Attention!

Reagents for chemical analyses only! Do not ingest! Keep out of the reach of children! Store in a cool and dry place! Protect from frost! Protect the parameter stick from moisture.



Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht verschlucken! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Kühl und trocken lagern! Vor Frost schützen! Den Parameter-Stick vor Feuchtigkeit schützen.



¡Atención!

¡Reactivos sólo para análisis químicos! ¡No ingerir! Manténgase fuera del alcance de los niños. ¡Conse-
var en lugar fresco y seco! ¡Proteger de las heladas!
Proteger el stick de parámetros de la humedad.



Attenzione!

Reagenti solo per analisi chimiche! Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini! Conservare
in luogo fresco e asciutto! Proteggere dal gelo!
Proteggere lo stick di misurazione dall'umidità.



Attention!

Réactifs uniquement pour les analyses chimiques
! Ne pas ingérer ! Ne doit pas être laissé à la
portée des enfants ! Conserver au frais et au sec
! Protéger du gel ! Protéger le stick de paramètres
de l'humidité.



Reagents



Reagenzien



Reactivos



Reagenti



Réactifs




FTS1700

PPPNiLR
Nitrite LR
Photometer




1

Fill with 10 ml
water sample



2

1 x Nitrite LR
Photometer




3

10 min.




4



5

Insert FTS1700 stick



6

